



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 395-MED

EN ISO 15189:2012

Version / Versie / Version / Fassung	13
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-04-19 - 2028-04-18

## Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Voorzitster van het Accreditatiebureau  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**LABORATOIRE OLIVIER sa**  
**Rue Léopold Genicot, ZI, Nov. 16**  
**5380 Fernelmont**

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Laboratoire de Biologie clinique	Rue Léopold Genicot, ZI, Nov 16 5380 Fernelmont
----------------------------------	--

Code interne	Type d'échantillon	Caractéristique mesurée	Méthode d'essai / Principe de la méthode ou équipement et/ou kit utilisé
<b>CHIMIE CLINIQUE</b>			
<b>Dépistage néonatal et prénatal</b>			
<b>Test moléculaire</b>			
SOP-BIOL-027 SOP-BIOL-028	Sang total Périphérique de la mère	Dépistage prénatal de la trisomie 21 sur un prélèvement sanguin de la mère à partir de la 12ième semaine de grossesse (DPNI)	Système Microlab STAR DPNI VeriSeq = Hamilton/VeriSeq NIPT Assay version2 on Illumina NextSeq 550Dx

MICROBIOLOGIE			
Bactériologie			
Tests moléculaires			
SOP-BIOL-001	Urine	Chlamydia Trachomatis	PCR/Cobas4800 (Roche)/Cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection kit
	Ecouvillons génitaux (Cobas PCR Female Swab,E-Swab)		
SOP-BIOL-032	Urine Ecouvillons génitaux (Cobas PCR Female Swab,E-Swab)	Chlamydia Trachomatis	PCR/Cobas 6800 (Roche)/Cobas 6800T/NG Amplification/Detection kit
SOP-BIOL-041	Ecouvillons génitaux (Cobas PCR Female Swab,E-Swab)	Mycoplasma genitalium Trichomonas	PCR/Cobas 6800 (Roche)/Cobas 6800 Amplification/Detection kit
SOP-BIOL-002	Urine	Neisseria gonorrhoeae	PCR/Cobas4800 (Roche)/Cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection kit
	Ecouvillons génitaux (Cobas PCR Female Swab,E-Swab)		
SOP-BIOL-032	Urines Ecouvillons génitaux (Cobas PCR Female Swab,E-Swab)	Neisseria gonorrhoeae	PCR/Cobas6800 (Roche)/Cobas 6800 CT/NG Amplification/Detection kit
SOP-BIOL-010	Echantillons respiratoires	Recherche de Mycoplasme/chlamydia pneumoniae	PCR / Light Cyler 480 (Roche)/ Mycoplasme/chlamydiae pneumoniae ARGENE

Tests non moléculaires			
SOP-BACT-001/MT-MU11-018	URINE (Urines/Tigettes)	Globules rouges	Colororimétrique-photomètre à réflectance/UC-Max
SOP-BACT-001/MT-MU11-017	URINE (Urines/Tigettes)	Globules blancs	Colororimétrique-photomètre à réflectance/UC-Max
SOP-BACT-001/MT-MU11-019	URINE (Urines/Tigettes)	Nitrite	Colororimétrique-photomètre à réflectance/UC-Max
SOP-BACT-001/MT-MU11-014	URINE (Urines/Tigettes)	Urobilinogène	Colororimétrique-photomètre à réflectance/UC-Max
SOP-BACT-001/MT-MU11-015	URINE (Urines/Tigettes)	Corps Cétonique	Colororimétrique-photomètre à réflectance/UC-Max
SOP-BACT-001/MT-MU11-007	URINE (Urines/sédiments)	Globules rouges	Méthode Microscopique/Sédimax
SOP-BACT-001/MT-MU11-008	URINE (Urines/sédiments)	Globules blancs	Méthode Microscopique/Sédimax

Virologie			
Tests moléculaires			
SOP-BIOL-005	PreservCyt (ThinPrep system)	Recherche d'HPV à haut risque au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire	PCR/Cobas4800 (Roche)/Cobas 4800 HPV Amplification/Detection kit
	BD SurePath Media		
SOP-BIOL-034	PreservCyt (ThinPrep system) BD SurePath Media	Recherche d'HPV à haut risque au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire	PCR/Cobas6800 (Roche)/Cobas 6800 CT/NG Amplification/Detection kit
SOP-BIOL-009	Echantillons respiratoires	Recherche de Influenzae A/B	PCR / Light Cycler 480 (Roche)/Influenzae A/B ARGENE
SOP-BIOL-035	Echantillons respiratoires	Recherche de influenzae A/B et RSV	PCR/Cobas6800 (Roche)/Cobas 6800 INF A/B ET RSV Amplification Detection
SOP-BIOL-011	Frottis gynécologique, Cutanée, Muqueux, Frottis Oeil, Sang total	Recherche HSV	PCR / Light Cycler 480 (Roche)/PCR HSV 1/2

SOP-BIOL-004	Plasma	Détection de la charge virale du virus de l'hépatite C (HCV)	PCR /Cobas4800 (Roche)/COBAS 4800 HCV
	Sérum		
SOP-BIOL036	Plasma	Détection de la charge virale du virus de l'hépatite C (HCV)	PCR /Cobas6800 (Roche)/COBAS 6800 HCV
	Sérum		
SOP-BIOL-020	Plasma	Détection de la charge virale du virus de l'hépatite B (HBV)	PCR /Cobas4800 (Roche)/COBAS 4800 HBC
	Sérum		
SOP-BIOL-037	Plasma	Détection de la charge virale du virus de l'hépatite B (HBV)	PCR /Cobas6800 (Roche)/COBAS 6800 HBC
	Sérum		
SOP-BIOL-040	Frottis	Détection du SRAS-COV-2	PCR /Cobas6800 (Roche)/PCR /Cobas6800Roche SRAS-Cov-2

<b>HEMATOLOGIE</b>			
<b>Hématologie cellulaire</b>			
<b>Tests non moléculaires</b>			
SOP-HEMA-009/MT-MU14-015	Sang total EDTA Tube	Globules rouges	Impédance combinée à la focalisation Hydrodynamique/XN 1000/Sysmex
SOP-HEMA-009/MT-MU14-015	Sang total EDTA Tube	Globules blancs	Fluorocytométrie en flux/XN 1000 Sysmex
SOP-HEMA-009/MT-MU14-006	Sang total EDTA Tube	Hémoglobine	Spectrophotométrie/XN 1000/Sysmex
SOP-HEMA-009/MT-MU14-001	Sang total EDTA Tube	Plaquettes	Impédance combinée à la focalisation Hydrodynamique/XN 1000/Sysmex
<b>Coagulation</b>			
<b>Test non moléculaire</b>			
SOP-COAG-001/MT-MU16-003	Tube citraté	INR	Méthode de chronométrique/CS5100/Sysmex
<b>Tests moléculaires</b>			
SOP-BIOL-006	Tube EDTA ou citraté	Recherche de la mutation du facteur II (G20210A)	PCR/Cobas 480 (Roche)/Cobas Factor II and Factor V TEST G20210A kit
SOP-BIOL-007	Tube EDTA ou citraté	Recherche de la mutation du facteur V, de type Leiden	PCR/Cobas 480 (Roche)/Cobas Factor II and Factor V TEST Leiden kit

Immunohématologie			
Test moléculaire			
SOP-BIOL-008	Sang total	Recherche de HLA-B27	PCR / Light Cyclor 480 (Roche)/HLA B-27